



VIDEO LARINGO SCOPIO

BF-DP

applicazioni versatili.

Lame usa e getta per MAC, MIL e vie aeree difficili.

documentazione semplificata.

Cattura immagini e video con una semplice pressione di un pulsante.

uso intuitivo.

Telecamera anti-appannamento, uscita mini-HDMI per la formazione.

batteria a lunga durata.

Batteria integrata con oltre 120 minuti di autonomia. Ricaricabile.

condizioni di formazione.

Mini-HDMI per lo streaming in diretta su un monitor esterno e USB-C per il trasferimento di file su un computer o un laptop. Perfetto per la formazione.

documentazione semplice.

Documenta l'intubazione con la scheda di memoria integrata, che può archiviare oltre 400 registrazioni video o più di 3 milioni di immagini.

Applicazioni versatili.

Grande flessibilità con una vasta gamma di lame usa e getta per diversi gruppi di pazienti: MIL 0, MAC 1, MAC 2, MAC 3 e MAC 4, oltre a una lama specializzata per intubazioni difficili (Difficult Airway).

utilizzo conviviale.

Facile da usare grazie al suo schermo tattile integrato. Regola l'illuminazione, il contrasto e la gestione dei colori.

progettato per utenti destrorsi e mancini.

Facilità d'uso grazie alla disposizione chiara e centrale dello schermo.

Materiali di alta qualità.

Il monitor e la maniglia sono realizzati in una lega di alluminio speciale, garantendo una sensazione di qualità e una facile pulizia e disinfezione.

camera HD

Con un'ottima risoluzione di 1280 x 720 px.



Configurazioni disponibili.

Il video-laringoscopio BF-DP è disponibile in due set differenti: uno per adulti (MAC) e uno per neonati (MIL). Le maniglie sono anche disponibili separatamente, consentendo agli utenti di completare l'altro set e coprire entrambi i gruppi di pazienti.



MAC Version



MIL Version

Compositori e consumabili.



3.5" Touchscreen Monitor



Maniglia MAC per lame
MAC 1 - MAC 4 e DMA.



Maniglia per neonati per
lama MIL 0.



MIL 0
MAC 1
MAC 2
MAC 3
MAC 4
Difficult
Airway
DMA

spécifications techniques.

Parts	Description	Technical Index	REF	Description	Application	
Monitor	Schermo	3.5" Touchscreen	I-VL-01-0001	SET MAC	Monitor + Maniglia MAC	SET
	Risoluzione	960 x 640 (RGB)	I-VL-01-0002	SET MIL	Monitor + Maniglia MIL	
	Angolo di visione	> 70°	I-VL-02-0001	3.5" Touchscreen	LCD Monitor	COMPOSIZIONE
	Potenza	< 3W				
	Angolo di rotazione Sinistra/destra Fronte/retro	270° - 270° 190 - 190°				
	Connettività	Mini HDMI contemporanea-				
Camera	Illuminamento	> 150 LUX	I-VL-02-0002	Maniglia adulta per lame MAC 1-4 e DMA.		
	Risoluzione	1280 x 720				
Funzione immagine/video	Funzione immagine/video	Sì (con riproduzione)	I-VL-02-0003	Maniglia per neonati per lama MIL 0.	CONSUMABILI	
	Uscita dati	USB-C a computer	I-VL-03-001	Miller 0		Neonate
	Tipo di memoria	MicroSD 128GB	I-VL-03-002	MAC 1		Pediatric
Batteria	Tipo di batteria	Recharchable Lithium Battery	I-VL-03-003	MAC 2		Piccolo adulto
	Capacità	3.7V / 1450 mAh	I-VL-03-004	MAC 3		adulto
	Durata della batteria	ca. 500 volte	I-VL-03-005	MAC 4		grande adulte
	Tempo di lavoro della batteria	> 120 minutes	I-VL-03-006	DMA	Difficult Airway	
	Tempo di ricarica	< 2 ore				
Porta	USB-C					

Rivenditore locale